




LEISH-EHRLICH

*Détection double des anticorps
Leishmaniose et Ehrlichiose*

*Test immunochromatographique double pour la détection qualitative
des anticorps contre la Leishmaniose et l'Ehrlichiose
dans le sang total, le sérum ou le plasma du chien*



Résultat en
20 minutes



Stockage à
temp. ambiante



Sang total,
plasma,
sérum



Péremptions
longues



Procédure de test simple



Interprétation des résultats

RÉSULTAT POSITIF



RÉSULTAT NÉGATIF



Fiabilité des résultats

Pathologie	Méthode de référence	Sensibilité	Spécificité
Leishmaniose	IFA	97,6%	99%
Ehrlichiose	IFA	95,6%	98%

Référence	Désignation	Condit.
B7RC2125U	Test rapide Leish-Ehrlich	1x3
B7RC2125	Test rapide Leish-Ehrlich	1x10

KITVIA SAS

16 chemin Perbost 31800 LABARTHE-INARD, France

KITVIA
www.kitvia.com