

OVUCHECK READER

Brochure

Lecteur ELISA pour les kits OVUCHECK Milk et OVUCHECK Plasma

Pourquoi ?

En utilisant ce lecteur avec les kits OVUCHECK Milk et OVUCHECK Plasma, possibilité de doser la progestérone de façon simple, rapide et précise dans le lait ou le sang.

OVUCHECK READER est un outil de plus pour:

- Identifier les vaches qui ne sont pas gestantes 21 jours après l'insémination
- Confirmer si la vache ou la chienne est bien en chaleur au moment de l'insémination
- Mieux évaluer les problèmes ovariens

Caractéristiques

- OVUCHECK READER est un lecteur portable, peu encombrant, robuste, précis, facile d'utilisation et à un coût très abordable pour les cliniques vétérinaires, producteurs bovins ou laboratoires.
- Le lecteur est équipé de supports pour les tubes de 12mm de diamètre ou des cupules de 9x13mm.
- Il peut recevoir plusieurs filtres, dont les filtres 405nm qui sont utiles avec les kits OVUCHECK. Il est très facile de changer les filtres et les supports.
- Le mode d'emploi est très simple.
- La précision des mesures est comparable à celle d'appareils plus sophistiqués.

	OVUCHECK Plasma	OVUCHECK Milk
Mesure de la progestérone	quantitative dans le sang	quantitative dans le lait
OVUCHECK READER	indispensable	indispensable
filtre	405 nm	405 nm
permet de	mesurer la progestérone dans le sang avec une précision semblable aux méthodes de référence reconnues dans le marché	mesurer de façon précise la progestérone dans le lait
nb de puits	96 puits	96 puits
nb d'échantillons/d'analyses possibles	19-92	19-92



Référence	Désignation	Condit.
B8EQTRD751	OVUCHECK Reader	1x1