

# PARVO - CORONA

## Brochure



Test immunochromatographique en phase solide pour la détection qualitative et la différenciation des antigènes du PARVOVIRUS et du CORONAVIRUS dans les matières fécales du chien

### Données


Le CPV (Canine Parvo Virus) et le CCV (Canine Corona Virus) provoquent des vomissements et des diarrhées chez le chien. Dans plus de 25% des suspicions d'infection par le CPV, il s'agit en réalité d'une infection par ces 2 virus. Elles s'avèrent souvent fatales pour l'animal.

Les signes cliniques du CCV sont simples. Il s'agit en général d'entérites. Une infection par le CCV seul n'est en général pas grave mais on a tout de même rapporté des cas de létalité chez de jeunes chiots. Les signes cliniques du CCV et du CPV étant très similaires (vomissements, diarrhées), il n'est pas facile de les différencier. Ce test vous aide à y parvenir.

### Avantages du produit

- Procédure de test simplifiée : **facile et rapide**
- Échantillon: matières fécales
- Temps de lecture: **5-10 minutes**
- Conservation à température ambiante
- Pas de matériel supplémentaire nécessaire
- Pas de réactions croisées avec CDV, ICH, PI2, autres parasites
- Pas d'interférence chez les chiens vaccinés

### Procédure d'utilisation



Pathologie	Sensibilité	Spécificité
CPV	100%	98,8%
CCV	93,1%	97,5%

vs PCR

### Interprétation des résultats



Résultats négatifs

CPV et CCV positifs

CPV positif

CCV Positif

Référence	Désignation	Condit.
B7TRRG1105U	Test rapide Parvo/Corona	1x1
B7TRRG1105	Test rapide Parvo/Corona	1x10