

LEISH - EHRLICH

Brochure




Test immunochromatographique double pour la détection qualitative des anticorps contre la Leishmaniose et l'Ehrlichiose dans le sang total, le sérum ou le plasma du chien

Avantages du produit

- Échantillon : sérum, plasma ou sang total
- Pas de matériel supplémentaire nécessaire
- Temps de lecture : 20 minutes
- Conservation à température ambiante (2-30°C)

	Sensibilité	Spécificité
Leishmaniose (vs IFA)	97,6%	99%
Ehrlichiose (vs IFA)	95,6%	98%

Procédure de test




Interprétation des résultats

Résultat positif



Résultat négatif



Référence	Désignation	Condit.
B7TRRC2125U3	Test rapide Leish-Ehrlich	1x3
B7TRRC2125	Test rapide Leish-Ehrlich	1x10