

HEMOGOLD

Brochure

Analyseur d'hémoglobine et d'hématocrite


Avantages du produit

- Résultats en 5 secondes
- Procédure simple :



- Gamme de mesure : 4-24 g/dL
- Échantillon : sang capillaire ou veineux
- Volume d'échantillon : seulement 1µl
- Température de fonctionnement : 10-40°C
- Mémoire : 100 résultats horodatés
- Fonctionnement : 2 piles 3A
- Écran LCD
- Bandelettes emballées individuellement
- Éjecteur de bandelettes utilisées

Étude de fiabilité et de précision



| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|------|------|
| Number of reading | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Mean (g/dL) | 7.6 | 10.3 | 12.9 | 16.6 | 21.8 |
| S.D. (g/dL) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |
| C.V. %: | 3.5 | 3.8 | 2.9 | 2.7 | 1.5 |



| Référence | Désignation | Condit. |
|-----------|---------------------------|---------|
| A7EQSHGB | HEMOGOLD Analyseur | 1x1 |
| A7RDHSHGB | Bandelettes pour HEMOGOLD | 1x25 |